


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Hint1 토끼 단클론 항체 - P49773

품목 번호: CM0002528



소개

HINT1 토끼 mAb (P49773)는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 단클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 HINT1을 검출하며 뉴클레오타이드 대사 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HINT1 토끼 mAb
비고/별칭	HINT, NMAN, PKCI-1, PRKCNH1, HINT1
종	인간
유전자ID (인간)	3094
유전자ID	3094
면역원	인간 HINT1 (P49773)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49773
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백