


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hint1 Rabbit Polyclonal Antibody - P49773

품목 번호: CM0018774



소개

인간 HINT1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응함. 뉴클레오티드 대사와 전사 조절에 관여하는 14kDa 단백질을 인식함. 세포자멸사와 암 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HINT1 Rabbit pAb
비고/별칭	HINT; NMAN; PKCI-1; PRKCNH1; HINT1
종	인간
GeneID (Human)	3094
GeneID	3094
면역원	인간 HINT1 (NP_005331.1)의 아미노산 1-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49773
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백