


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Hint1 토끼 다클론 항체 - P49773

품목 번호: CM0012916



소개

인간 HINT1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며, 뉴클레오티드 대사물 가수분해 및 세포사멸 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HINT1 Rabbit pAb
비고/별칭	HINT; NMAN; PKCI-1; PRKCNH1; HINT1
종	인간
유전자ID (인간)	3094
유전자ID	3094
면역원	인간 HINT1(NP_005331.1)의 아미노산 1-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49773
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백