

Wb 및 Elisa용 항Hip1 다클론 항체 - O00291

품목 번호: CM0029490



소개

인간 HIP1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 HIP1을 검출합니다. 클라트린 매개 내작용, 신경퇴행 및 암 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	HIP1 토끼 pAb
비고/별칭	SHON, HIP-I, ILWEQ, SHONbeta, SHONgamma, HIP1
종	인간
GeneID	3092
면역원	인간 HIP1 (NP_005329.3)의 아미노산 410-690에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O00291
단백질 분자량	116kDa
배송	아이스백