

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hip1R 다클론 항체 - O75146

품목 번호: CM0016015



소개

인간, 마우스 및 랫드에서 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA 검증이 완료된 HIP1R(HIP12) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 클라트린 매개 세포내이입 및 수용체 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HIP1R 토끼 pAb
비고/별칭	HIP3; HIP12; ILWEQ; HIP1R
종	인간
GeneID(인간)	9026
GeneID	9026
면역원	재조합 단백질 인간 HIP1R(NP_003950.1)의 아미노산 300-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O75146
단백질 분자량	119kDa
배송	아이스팩