

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Hipk2 토끼 단일클론 항체 - Q9H2X6

품목 번호: CM0004489

소개

사람 HIPK2에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람 및 마우스와 반응합니다. 표적은 전사, 세포자멸사 및 DNA 손상 반응에 관여합니다. 연구용으로 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HIPK2 Rabbit mAb
비고/별칭	PRO0593; hHIPk2; HIPK2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	28996
GeneID	28996
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 HIPK2 (Q9H2X6)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9H2X6
단백질 분자량	101kDa/128kDa/131kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)