

Anti-Hippocalcin (Hpca) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P84074

품목 번호: CM0002286



소개

인간 Hippocalcin (HPCA)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 신경과학 연구 및 칼슘 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Hippocalcin (HPCA) Rabbit mAb
비고/별칭	BDR2; DYT2; Hippocalcin (HPCA)
종	인간
유전자 ID (인간)	3208
유전자 ID	3208
면역원	인간 Hippocalcin (HPCA) (P84074)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P84074
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백