


Wb, Elisa용 항-Hira 단일클론 항체 - P54198

품목 번호: CM0011821



소개

인간 HIRA에 대한 토끼 단일클론 항체로, Western blot 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. HIRA 단백질은 복제 비의존적 염색질 조립과 세포 노화에 관여하는 염색질 조절자입니다. 세포 주기 및 염색질 동역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HIRA 토끼 mAb
비고/별칭	TUP1, DGCRI, TUPLE1, HIRA
종	인간
GeneID (인간)	7290
GeneID	7290
면역원	인간 HIRA(P54198)의 아미노산 550-675에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P54198
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스백