


Wb 및 Elisa용 Anti-Hira 다클론 항체 - P54198

품목 번호: CM0017907



소개

염색질 조립 인자이자 전사 억제자인 인간 HIRA(TUP1/DGCR1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 후성유전학, 세포 주기 및 세포 노화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HIRA 토끼 pAb
비고/별칭	TUP1, DGCR1, TUPLE1, HIRA
종	인간
GeneID(인간)	7290
GeneID	7290
면역원	인간 HIRA(NP_003316.3)의 아미노산 250-550에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P54198
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스팩