

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Hirip3 토끼 다클론 항체 - Q9Bw71

품목 번호: CM0028934

소개

인간 HIRIP3에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 히스톤 샤페론으로 H2A-H2B가 크로마틴에 침착되는 것을 촉진합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HIRIP3 토끼 pAb
비고/별칭	HIRIP3
종	인간
유전자 ID	8479
면역원	인간 HIRIP3 (NP_003600.2)의 아미노산 417-556에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9BW71
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백