


Wb 및 Elisa용 항-히스타민 H2 수용체 폴리클론 항체 - P25021

품목 번호: CM0016255



소개

인간 히스타민 H2 수용체(HRH2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플을 검출합니다. 위산 분비 및 GPCR 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HRH2 Rabbit pAb
비고/별칭	H2R; HH2R; HRH2
종	인간
유전자 ID (인간)	3274
면역원	인간 HRH2 (NP_001124527.1)의 아미노산 150-250에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P25021
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백