

Anti-Histamine H3 수용체 (Hrh3) Rabbit 단일클론항체 For Wb, Ip, Elisa - Q9Y5N1

품목 번호: CM0004030



소개

인간 히스타민 H3 수용체(HRH3, GPCR97)에 대한 Rabbit 단일클론항체. WB, IP, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 신경과학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HRH3 Rabbit mAb
비고/별칭	HH3R; GPCR97; HRH3
종	인간
GeneID (Human)	11255
GeneID	11255
면역원	합성 펩타이드 인간 HRH3 (Q9Y5N1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론항체
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y5N1
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백