

항히스타민 H3 수용체 (Hrh3) 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - Q9Y5N1

품목 번호: CM0019699



소개

인간 히스타민 H3 수용체 (HRH3)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경과학 및 GPCR 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HRH3 토끼 pAb
비고/별칭	HH3R, GPCR97, HRH3
종	인간
유전자ID	11255
면역원	합성 펩타이드[인간 HRH3 (NP_009163.2)의 아미노산 250-350 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9Y5N1
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스 팩