


Wb 및 Elisa용 항히스타민 H4 수용체(Hrh4) 다클론 항체 - Q9H3N8

품목 번호: CM0016038



소개

인체 히스타민 H4 수용체(HRH4)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. Western blot 및 ELISA 검증을 완료하였으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 면역 세포 화학주성 및 염증 신호 전달 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HRH4 토끼 pAb
비고/별칭	H4; H4R; BG26; HH4R; AXOR35; GPRv53; GPCR105; HRH4
종	인체
유전자 ID (인체)	59340
유전자 ID	59340
면역원	인체 HRH4(NP_067637.2)의 194-304 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	Q9H3N8
단백질 무게	44kDa
배송	아이스팩