

Anti-Histidine Ammonia-Lyase (Hal) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42357

품목 번호: CM0017754

소개

히스티딘 암모니아-리아제(HAL)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 히스티딘 대사 및 질병 변이 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HAL Rabbit pAb
비고/별칭	HIS; HSTD; HAL
종(Species)	Human
GeneID (Human)	3034
GeneID	3034
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 HAL (NP_002099.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P42357
단백질 분자량	73kDa
배송(Shipping)	아이스백