

Anti-Histidine-Rich Glycoprotein (Hrg) Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P04196

품목 번호: CM0026174

소개

사람 Histidine-rich glycoprotein (HRG)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 혈액 응고, 혈관 생성 및 면역 제거 기전을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HRG Rabbit pAb
비고/별칭	HPRG; HRGP; THPH11; HRG
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	3273
GeneID	3273
면역원	사람 HRG (NP_000403.1)의 아미노산 20-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	P04196
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)