


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Histone H1.0 토끼 단일클론 항체 - P07305

품목 번호: CM0009965



소개

사람 Histone H1.0(P07305)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-파라핀 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 기타 종과 교차 반응하며, 분자량은 21kDa로 염색질 생물학 및 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Histone H1.0 토끼 mAb
비고/별칭	H10; H1.0; H1F0; H1FV; Histone H1.0
종	사람
GeneID (사람)	H1
GeneID	3005
면역원	사람 Histone H1.0(P07305)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 기타 종(광범위한 범위로 예측)
SWISS	P07305
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩