


## 항히스톤 H1.2 (Hist1H1C) 토끼 다클론 항체 - P16403

품목 번호: CM0028253



### 소개

인간 히스톤 H1.2 (HIST1H1C)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 크로마틴 응축 및 후성유전학 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 사양                               |
|-------------|----------------------------------|
| 제품명         | HIST1H1C 토끼 pAb                  |
| 비고/별칭       | H1C; H1.2; H1F2; H1s-1; HIST1H1C |
| 종           | 인간                               |
| GeneID (인간) | 3006                             |
| GeneID      | 3006                             |
| 면역원         | 합성 펩타이드                          |
| 기원          | 토끼                               |
| 카테고리        | 다클론 항체                           |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                      |
| SWISS       | P16403                           |
| 단백질 분자량     | 21kDa                            |
| 배송 방법       | 아이스백                             |