


Anti-Histone H1.4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P10412

품목 번호: CM0019349



소개

인간 Histone H1.4를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 염색질 생물학 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Histone H1.4 Rabbit pAb
비고/별칭	H1E; H1.4; H1F4; RMNS; H1s-4; HIST1H1E; dj221C16.5; Histone H1.4
종	인간
GeneID (Human)	3008
GeneID	3008
면역원	인간 Histone H1.4 (NP_005312.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10412
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백