

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Histone H1T 폴리클로널 항체 - P22492

품목 번호: CM0019971

소개

인간 히스톤 H1t(고환 특이적 링커 히스톤)를 표적하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트에 대한 반응성이 확인되었으며 WB, IHC-P, ELISA에 사용 가능합니다. 크로마틴 생물학 및 정자 형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Histone H1t Rabbit pAb
비고/별칭	H1t; H1.6; H1FT; HIST1H1T; dJ221C16.2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	H1
GeneID	3010
항원(Immunogen)	인간 히스톤 H1t (NP_005314.2)의 아미노산 150-207 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P22492
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)