


## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Histone H2A 단일클론 항체 - P04908/P0C0S8

품목 번호: CM0008546



### 소개

인간 Histone H2A(P04908/P0C0S8)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트 및 넓은 종에 예측된 교차반응성을 보입니다. 염색질 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Histone H2A Rabbit mAb                                            |
| 비고/별칭       | H2A.1; H2A.2; H2A/a; H2AC4; H2AFA; HIST1H2AE; Histone H2A         |
| 종           | 인간                                                                |
| GeneID (인간) | 3012                                                              |
| GeneID      | 3012/8329                                                         |
| 면역원         | 합성 펩타이드 인간 Histone H2A (P04908)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드입니다. |
| 원천          | 토끼                                                                |
| 범주          | 단일클론 항체                                                           |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                                  |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)                                        |
| SWISS       | P04908/P0C0S8                                                     |
| 단백질 분자량     | 14 kDa                                                            |
| 배송          | 아이스백                                                              |