


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항히스톤 H2Afv 토끼 다클론 항체 - Q71Ui9

품목 번호: CM0019487



소개

CamelBio는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 항히스톤 H2AFV (H2A.Z-2) 토끼 다클론 항체를 제공합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 염색질 생물학 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	히스톤 H2AFV 토끼 pAb
비고/별칭	H2AV; H2AFV; H2A.Z-2; 히스톤 H2AFV
종	인간
GeneID (인간)	94239
GeneID	94239
면역원	인간 히스톤 H2AFV (NP_036544.1)의 아미노산 1-128에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q71UI9
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백