


Ihc-P, Chip, Elisa용 Anti-Histone H2Ax 단일클론 항체 - P16104

품목 번호: CM0002729



소개

히스톤 H2AX를 표적으로 하는 고평가성 토끼 단일클론 항체입니다. IHC-P, ChIP 및 ELISA에 적합합니다.

인간, 마우스, 랫트 등과 교차 반응합니다. DNA 손상 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Histone H2AX Rabbit mAb
비고/별칭	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Histone H2AX
종(Species)	Human
GeneID (인간)	H2A
GeneID	3014
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 히스톤 H2AX (P16104)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat, Other (광범위한 반응 예측)
SWISS	P16104
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)