


Anti-Histone H2Ax Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16104

품목 번호: CM0018439



소개

Histone H2AX (인간, 마우스, 랫트)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증됨. DNA 손상 반응 및 염색질 생물학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Histone H2AX Rabbit pAb
비고/별칭	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Histone H2AX
종	인간
유전자 ID (인간)	H2A
유전자 ID	3014
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	P16104
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백