


Wb, Ip, Elisa, Chip용 Anti-Histone H2A.z 단일클론 항체 - P0C0S5

품목 번호: CM0004786



소개

사람 Histone H2A.Z에 대한 토끼 단일클론 항체로, 녹아웃(KO)으로 검증되었으며 WB, IP, ELISA, ChIP에 사용됩니다. 사람, 쥐, 랫드 및 기타 종과 교차 반응합니다. 크로마틴 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] Histone H2A.Z Rabbit mAb
비고/별칭	H2AZ; H2A.z; H2A/z; H2AFZ; H2A.Z-1; Z
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3015
GeneID	3015
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 - 사람 Histone H2A.Z (P0C0S5)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat), 기타 (광범위한 반응 예상)
SWISS	P0C0S5
단백질 분량	14kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)