


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Histone H2B 폴리클로날 항체 - P62807 / Q16778

품목 번호: CM0023630



소개

인간 Histone H2B (P62807/Q16778)에 대한 Rabbit 폴리클로날 항체로 WB, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 랫트 및 광범위한 종에 예상되는 교차 반응성을 보입니다. 염색질 및 뉴클레오솜 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Histone H2B Rabbit pAb
비고/별칭	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Histone H2B
종	인간
GeneID (인간)	H2B
GeneID	3017/8349
면역원	재조합 단백질 인간 Histone H2B (NP_003519.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위 예상)
SWISS	P62807/Q16778
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백