


Wb용 Anti-Histone H2B Rabbit Monoclonal Antibody - P62807 / Q16778

품목 번호: CM0005361



소개

인간 Histone H2B에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IHC-P, ChIP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 염색질 및 후성유전학 연구 응용에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Histone H2B Rabbit mAb
비고/별칭	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Formyl-Histone H2B-K108
종	인간
GeneID (인간)	3017/8349
GeneID	3017/8349
면역원	인간 Histone H2B (NP_003519.1)의 아미노산 1-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62807/Q16778
단백질 무게	14 kDa
배송	아이스백