


Wb, Elisa용 Anti-Histone H2B 토끼 다클론 항체 - P62807 / Q16778

품목 번호: CM0020713



소개

Western blot(WB) 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-Histone H2B 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 랫드 및 기타 종을 인식하며, 폭넓은 교차 반응성이 예측됩니다. 염색질, 뉴클레오솜 및 PTM 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	Histone H2B 토끼 pAb
비고/별칭	H2B, H2BE, H2BQ, GL105, H2B.1, H2BFQ, H2BGL105, H2B-GL105, HIST2H2BE, Histone H2B
종	사람
GeneID(사람)	H2B
GeneID	3017, 8349
면역원	합성 펩타이드(사람 Histone H2B의 아미노산 1-100, NP_003519.1)
유래 동물	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드, 기타 종(폭넓은 범위로 예측됨)
SWISS	P62807 / Q16778
단백질 분자량	14 kDa
배송	아이스팩