


Anti-Histone H2B (Testis Specific) Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Ihc - Q96A08

품목 번호: CM0006770



소개

사람 고환 특이적 히스톤 H2B 타입 1-A (H2BC1/TSH2B)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IF, IHC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫트와 교차 반응하며 광범위한 종에서 반응이 예측됩니다. 크로마틴 및 정자 형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Histone H2B (testis specific) Rabbit mAb
비고/별칭	STBP; TH2B; H2BFU; TSH2B; hTSH2B; TSH2B.1; HIST1H2BA; bA317E16.3
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	255626
GeneID	255626
면역원(Immunogen)	사람 히스톤 H2B (고환 특이적) (NP_733759.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat), 기타 (광범위한 종 예측됨)
SWISS	Q96A08
단백질 분자량	14kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)