


Wb, Elisa용 항히스톤 H2B(고환 특이적) 토끼 다클론 항체 - Q96A08

품목 번호: CM0020844



소개

인간 고환 특이적 히스톤 H2B(HIST1H2BA/TSH2B, Q96A08)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 염색질 및 정자 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	히스톤 H2B(고환 특이적) 토끼 pAb
비고/별칭	STBP; TH2B; H2BFU; TSH2B; hTSH2B; TSH2B.1; HIST1H2BA; bA3I7E16.3; 히스톤 H2B(고환 특이적)
종	인간
유전자 ID (인간)	255626
유전자 ID	255626
면역원	인간 히스톤 H2B(고환 특이적)의 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96A08
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백