


## Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Chip용 항히스톤 H3 토끼 다클론 항체 - Q16695 / P68431

품목 번호: CM0023484



### 소개

히스톤 H3(H3.1t/H3.4)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트 및 기타 종과 교차 반응합니다. 염색질 및 후성유전학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 히스톤 H3 토끼 pAb                                               |
| 비고/별칭       | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; 히스톤 H3               |
| 종           | 사람                                                          |
| 유전자 ID (사람) | H3                                                          |
| 유전자 ID      | 8290/8350                                                   |
| 면역원         | 사람 HIST3H3 (NP_003484.1)의 아미노산 50-136번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. |
| 공급원         | 토끼                                                          |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                      |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP                                  |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 래트, 기타 (광범위하게 예측됨)                                 |
| SWISS       | Q16695/P68431                                               |
| 단백질 분자량     | 15 kDa                                                      |
| 배송          | 아이스 팩                                                       |