


Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Histone H3 Rabbit Polyclonal Antibody - Q16695 / P68431

품목 번호: CM0024391



소개

인간 Histone H3.1t (H3.4, H3/g)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합. 마우스, 랫트 및 기타 종과 교차 반응. 염색질 및 후생유전학 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Histone H3 Rabbit pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Histone H3
종	인간
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드; 인간 HIST3H3 (NP_003520.1)의 아미노산 36-136에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백