


Anti-Histone H3.3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16695 / P68431

품목 번호: CM0018497



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 히스톤 H3.3(H3F3A/B)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 인간, 마우스, 쥐 및 기타 종에 걸쳐 광범위한 교차 반응성이 예측됩니다. 크로마틴 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Histone H3.3 Rabbit pAb
비고/별칭	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histone H3.3
종	Human
GeneID (Human)	H3
Gene ID	8290/8350
면역원	인간 H3F3A (NP_002098.1)의 아미노산 1-136에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat, Other (Wide Range Predicted)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	Ice bag