


Wb, Elisa용 Anti-Histone H4 폴리클론항체 - P62805

품목 번호: CM0016504



소개

Histone H4(P62805)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 넓은 교차반응성(인간, 마우스, 래트)을 보입니다. 염색질 생물학 및 후성유전학 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Histone H4 토끼 pAb
비고/별칭	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Histone H4
종	인간
GeneID (인간)	H4
GeneID	8359
면역원	인간 Histone H4 (NP_003529.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 무게	11kDa
배송	아이스백