


Wb용 항히스톤 H4 다클론 항체 - P62805

품목 번호: CM0018964



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 사용할 수 있는 정확한 히스톤 H4 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 랫드 및 다양한 종을 검출합니다. 뉴클레오솜 및 염색질 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	히스톤 H4 토끼 pAb
비고/별칭	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; 히스톤 H4
종	사람
GeneID (사람)	H4
GeneID	8359
면역원	합성 펩타이드 사람 히스톤 H4(NP_003529.1)의 아미노산 1~100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드, 기타 종(광범위한 범위로 예측됨)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩