


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Histone H4 Rabbit Monoclonal Antibody - P62805

품목 번호: CM0002868



소개

CamelBio는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-Histone H4 Rabbit mAb을 제공합니다. 인간, 마우스, 랫드 Histone H4(P62805)를 넓은 교차반응성으로 검출합니다. 염색질 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Histone H4 Rabbit mAb
비고/별칭	H4/p; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; HIST4H4; Histone H4
종	인간
GeneID (인간)	121504
GeneID	8359
면역원	합성 펩타이드 (인간 Histone H4 (P62805)의 아미노산 24-103 서열에 해당하는 합성 펩타이드.)
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 무게	11kDa
배송	아이스백