

Wb 및 Elisa용 Anti-Hjurp 토끼 다클로날 항체 - Q8Ncd3

품목 번호: CM0022804



소개

사람 샘플용 HJURP 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 동원체 및 크로마틴 생물학 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HJURP Rabbit pAb
비고/별칭	FAKTS; URLC9; hFLEG1; HJURP
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	55355
면역원	사람 HJURP (NP_060880.3)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q8NCD3
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스백