

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hk1 단일클론 항체 - P19367

품목 번호: CM0006712



소개

인간 HK1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에 적합합니다. HK1은 해당과정의 첫 단계를 촉매하며 선천면역에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	HK1 토끼 mAb
비고/별칭	HK; HKD; HKI; HXKI; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; 헥소키나제
종	인간
GeneID (인간)	3098
면역원	인간 HK1의 아미노산 21-219에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000179.2).
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P19367
단백질 분자량	102 kDa
배송	아이스팩