

## Wb, Elisa용 Anti-Hk1 다클론 항체 - P19367

품목 번호: CM0016757



### 소개

사람, 마우스, 래트에 반응하는 Anti-HK1 다클론 항체(pAb)입니다. WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 중추 해당과정 효소이자 선천성 면역 수용체인 헥소키나아제-1과 반응하므로 대사 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | HK1 토끼 pAb                                                                              |
| 비고/별칭      | HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexokinase; HK1 |
| 종          | 사람                                                                                      |
| 유전자ID (사람) | 3098                                                                                    |
| 면역원        | 사람 HK1 (NP_000179.2)의 아미노산 20-300번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질                                  |
| 기원         | 토끼                                                                                      |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                                                  |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                                               |
| 교차 반응성     | 사람, 마우스, 래트                                                                             |
| SWISS      | P19367                                                                                  |
| 단백질 분자량    | 102kDa                                                                                  |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                                                   |