

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Hk3 다클론 항체 - P52790

품목 번호: CM0026389



소개

사람 헥소키나아제-3(HK3)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스 및 래트 샘플에서 HK3를 검출하며 예상 밴드 크기는 99 kDa입니다. 해당 항체는 해당화 및 암 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HK3 토끼 pAb
비고/별칭	HXK3, HKIII, HK3
종	사람
유전자 ID (사람)	3101
면역원	사람 HK3 (NP_002106.2)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P52790
단백질 분자량	99kDa
배송 방식	아이스팩