

Anti-Hkdc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q2Tb90

품목 번호: CM0021288

소개

Anti-HKDC1 Rabbit Polyclonal Antibody validated for Western blot and ELISA. Detects human HKDC1, a hexokinase involved in glucose homeostasis and hepatic lipid accumulation. Ideal for metabolism studies.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HKDC1 Rabbit pAb
비고/별칭	RP92; HKDC1
종	인간
GeneID (Human)	80201
GeneID	80201
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q2TB90
단백질 분자량	103kDa
배송	아이스백