

Wb용 항-Hla-B 토끼 다클론 항체 - P01889

품목 번호: CM0028365



소개

인간 HLA-B에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯에서 검증되었습니다. CD8+ T 세포에 대한 항원 제시 및 면역 감시에 관여하는 주요 조직적합성 복합체 클래스 I 분자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MITD 토끼 pAb
비고/별칭	HLA-B
종	인간
유전자 ID	3106
면역원	인간 HLA-B의 아미노산 263-362에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB
교차 반응성	인간
SWISS	P01889
단백질 분자량	40KDa
배송 방식	아이스백