

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hla B7 토끼 단일클론 항체 - P01889

품목 번호: CM0006269



소개

인간 HLA B7에 대한 고특이성 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 면역 반응 및 MHC I 연구에 이상적입니다. SWISS: P01889.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HLA B7 Rabbit mAb
비고/별칭	AS; HLAB; B-4901; HLA B7
종(Species)	인간(Human)
GeneID	3106
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 HLA B7 (NP_005505.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P01889
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스백