


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Hla 클래스 1 Abc 다클론 항체 - P04439 / P01889 / P10321

품목 번호: CM0027809



소개

인간 HLA-A, HLA-B 및 HLA-C를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 면역학 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HLA 클래스 1 ABC 토끼 pAb
비고/별칭	AS; HLAB; B-4901
종	인간
유전자ID (인간)	3106
유전자ID	3105/3106/3107
면역원	인간 HLA-A+HLA-B+HLA-C (NP_001229687.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04439/P01889/P10321
단백질 분자량	40 kDa
배송	아이스백