

Anti-Hla-Dmb 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - P28068

품목 번호: CM0003917



소개

인간 HLA-DMB (MHC class II antigen DM beta chain)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간과 교차 반응합니다. 분자량 29 kDa입니다. 면역학 및 항원 제시 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HLA-DMB Rabbit mAb
비고/별칭	RING7; D6S221E; HLA-DMB
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3109
유전자 ID	3109
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 HLA-DMB (P28068)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P28068
단백질 무게	29kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)