

Anti-Hla-Dpb1 토끼 단일클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용) - P04440

품목 번호: CM0011604



소개

인간 HLA-DPB1에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 29 kDa 밴드를 검출합니다. MHC class II 항원 제시 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HLA-DPB1 Rabbit mAb
비고/별칭	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3115
GeneID	3115
면역원(Immunogen)	인간 HLA-DPB1 (NP_002112.3)의 아미노산 1-100 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P04440
단백질 크기(Protein Weight)	29kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)