

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Hla-Dpb1 토끼 다클론 항체 - P04440

품목 번호: CM0021471



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합한 HLA-DPB1(MHC 클래스 II 베타 사슬)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 예상 분자량은 29 kDa입니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HLA-DPB1 토끼 pAb
비고/별칭	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B; HLA-DPB1
종	사람
유전자ID (사람)	3115
유전자ID	3115
면역원	사람 HLA-DPB1 (NP_002112.3)의 아미노산 40-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P04440
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스 팩