

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Hla-Dqa1 단클론 항체 - P01909

품목 번호: CM0002322

소개

인간 HLA-DQA1(MHC 클래스 II DQ 알파 사슬)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 면역학 및 항원 제시 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HLA-DQA1 토끼 mAb
비고/별칭	DQA1; DQ-A1; CELIAC1; HLA-DQA; HLA-DQB1; HLA-DQA1*; HLA-DQA1
종	인간
유전자ID (인간)	3117
유전자ID	3117
면역원	인간 HLA-DQA1 (P01909)의 아미노산 155-254번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01909
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백