

Anti-Hla-Dqa1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P01909

품목 번호: CM0023875



소개

HLA-DQA1 토끼 폴리클론 항체는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 항원 처리 및 제시에 관여하는 MHC 클래스 II 알파 사슬을 표적으로 합니다. 면역학 및 자가면역 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HLA-DQA1 Rabbit pAb
비고/별칭	DQA1; DQ-A1; CELIAC1; HLA-DQA; HLA-DQB1; HLA-DQA1*; HLA-DQA1
종	인간
GeneID (Human)	3117
면역원	인간 HLA-DQA1 (NP_002113.2)의 아미노산 24-216 서열에 해당하는 재조합 용합 단백질.
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P01909
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백