

## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hla-Dqb1 다클론 항체 - P01920

품목 번호: CM0021248



### 소개

웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P) 및 ELISA용 Anti-HLA-DQB1 토끼 다클론 항체입니다. 인간 HLA 클래스 II DQ 베타 1 사슬(MHC II)을 표적으로 하며, 면역학 및 진단 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수       | 값                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | HLA-DQB1 토끼 pAb                                                          |
| 비고/별칭      | IDDM1; CELIAC1; HLA-DQB; HLA-DQB1                                        |
| 종          | 인간                                                                       |
| GeneID(인간) | 3119                                                                     |
| GeneID     | 3119                                                                     |
| 면역원        | 재조합 단백질 인간 HLA-DQB1(NP_002114.3)의 아미노산 33-127에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 출처         | 토끼                                                                       |
| 분류         | 다클론 항체                                                                   |
| 적용         | WB, IHC-P, ELISA                                                         |
| 교차 반응성     | 인간                                                                       |
| SWISS      | P01920                                                                   |
| 단백질 분자량    | 30kDa                                                                    |
| 배송         | 아이스팩                                                                     |